

Healthcare-Manager.com

Questions or comments?

Please call toll-free:

1-855-822-6999 M-F 9 a.m.-5 p.m. CST

Email: service@healthcare-manager.com

Manufactured for

Easy Healthcare Corporation

8251 Lemont Road, Darien, IL 60561, USA

Made in China



Compatible with
MyHeartPal

easy@Home®



Blood Pressure Monitor

Model: EBP-96B

Table of Contents

INTRODUCTION.....	01
• General Description	
• Indications for Use	
• Measurement Principle	
• Receiving and Inspecting your Monitor	
• Safety Information	
• LCD Display Signal	
• Name of Each Part	
• Contents/Product Includes	
BEFORE YOU START.....	07
• Power Supply and Charge Power	
• Activate Your Blood Pressure Monitor	
• Pair a smart device with the monitor	
MEASUREMENT.....	11
• Tie the Cuff	
• Start the Measurement	
INFORMATION FOR USER.....	15
• Tips for measurement	
• Maintenance	
ABOUT BLOOD PRESSURE.....	17
• What are systolic pressure and diastolic pressure?	
• What is the standard blood pressure classification?	
• Irregular Pulse Rate Detector	
• Why does my blood pressure fluctuate throughout the day?	
• Why do I get a different blood pressure at home compared to the hospital?	
• Is the result the same if measuring on the right arm?	
TROUBLESHOOTING.....	19
SPECIFICATIONS.....	20
AUTHORIZED COMPONENT.....	21
CONTACT INFORMATION.....	21
EMC GUIDANCE.....	22
WARRANTY/ SERVICE.....	26
ISED ID (IC ID)	26
FCC STATEMENT	27

♥ General Description

Thank you for selecting Easy@Home blood pressure monitor (EBP-96B). The monitor features blood pressure measurement, pulse rate measurement and the result storage. The warranty period is one years.

Readings taken by the EBP-96B are equivalent to those obtained by a trained observer using the cuff and stethoscope auscultation method.

This manual contains important safety and care information, and provides step-by-step instructions for using the product.

Read the manual thoroughly before using the product.

Features:

- 398 Memory Storage
- Digital LCD
- Automated Cuff Wrap Detection
- Measuring-during-inflation technology

♥ Indications for Use

This Blood Pressure Monitor is a digital monitor intended for use in measuring blood pressure and pulse rate with arm circumference ranging from 22cm to 42cm (about 8¾"-16½").

It is intended for adult indoor use only.

♥ Measurement Principle

This product uses the Oscillometric Measuring method to detect blood pressure. Before every measurement, the unit establishes a "zero pressure" equivalent to the atmospheric pressure. Then it starts inflating the arm cuff. While inflating, the unit detects pressure oscillations generated by beat-to-beat pulsatile, which are used to determine the systolic and diastolic pressure, as well as the pulse rate.

♥ Receiving and Inspecting your Monitor

Check that the device packaging has not been tampered with and ensure that all contents are included. Before using, ensure that the device and accessories are undamaged and that all packaging materials have been removed. If you have any doubts, please refrain from using the device and kindly contact us.

♥ Safety Information

The signs below might be in the user manual, labeling or other component. They are the requirement of standard and using.

	Date of manufacture		Type BF applied part
	Recyclable		Direct Current
	Batch code		Serial Number
	For indoor use only		Class II Equipment
	Handle gently		Follow instructions for use
	Keep dry		Keep away from sunlight
	Put up		Fragile
	Medical device		Date and Country of manufacture
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use.		
IP22	IP 22 It means the device could be protected against solid foreign objects of 12,5mm ϕ and greater, and against vertically falling water drops when enclosure tilted up to 15°.		
	MR Unsafe To identify an item which poses unacceptable risks to the patient, medical staff or other persons within the MR environment.		
	The symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.		

Precaution

- * This device is intended for indoor, home use and is not intended for self-use in public areas.
- * This device is portable, but it is not intended for use during patient transport.
- * This device is not suitable for continuous monitoring during medical emergencies or operations.
- * This device is intended for non-invasive measuring and monitoring of arterial blood pressure. It is not intended for use on extremities other than the arm, or for any purpose other than obtaining a blood pressure measurement.
- * This device is for adults. Do not use this device on neonates or infants. Do not use it on children and adolescents unless otherwise instructed by a medical professional.
- * Consult with your physician before using this monitor if you suffer from the following conditions: common arrhythmias such as premature ventricular beats or atrial fibrillation; peripheral arterial disease; pregnancy; preedampsia; implantation with electrical devices; undergoing intravascular therapy; arteriovenous shunt or mastectomy. Please note that any of these conditions may affect measurement readings, in addition to patient motion, trembling or shivering.
- * Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem or disease. Contact your physician if you have or suspect any medical problem. Do not change your medications without the advice of your physician or health care professional.
- * If you are taking medication, consult your physician to determine the proper time to measure your blood pressure.
- * This device may be used only for the intended use described in this manual, the manufacturer shall have no liability for any incidental, consequential, or special damages caused by misuse or abuse.
- * Please use the device under the environment which is provided in the user manual. Otherwise, the performance and lifetime of the device will be impacted and reduced.
- * The device may require up to 30 minutes to warm up / cool down from the minimum/ maximum storage temperature before it is ready for use.
- * The blood pressure monitor, its adapter, and the cuff are suitable for use within the patient environment.
- * Do not wash the cuff in a washing machine or dishwasher!
- * The device contains sensitive electronic components. To avoid measurement errors, avoid taking blood pressure measurements near a strong electromagnetic field radiated interference signal or electrical fast transient/burst signal.
- * Wireless communication equipment, such as wireless home network devices, mobile phones, cordless telephones and their base stations, walkie-talkies may cause interference that may affect the accuracy of measurements. A minimum distance of 1 foot (30 cm) should be kept from such devices during a measurement.
- * Blood Pressure Monitor is intended for use by medical staff and lay persons, and patient is also an intended user or operator.
- * The maximum temperature that the applied part can be achieved is 41.8 °C while the environmental temperature is 40 °C and the contact time with the cuff by patient should be less than 10 minutes.

⚠ Caution

- * Do not attempt to repair the unit yourself if it malfunctions. Only have repairs carried out by authorized service centers.
- * It is recommended that the performance should be checked after repair, maintenance, and every two years of use, by retesting the requirements in limits of the error of the cuff pressure indication and air leakage (testing at least at 50 mmHg and 200 mmHg). Please contact manufacturer or distributor for authorized service personnel.
- * Store your device, cuff and adapter in a clean and dry place, protect it against extreme moisture, heat, lint, dust and direct sunlight. Never place any heavy objects on it.
- * Dispose of accessories, detachable parts, and the device according to the local guidelines.

Warning

- * Do not apply the cuff on an arm that has an intravenous drip or a blood transfusion attached.
- * Taking blood pressure measurements too frequently could disrupt blood circulation and cause injuries.
- * Do not apply cuff to areas on patient where skin is delicate or damaged. Check cuff site frequently for irritation.
- * Do not place the cuff on the arm of a person whose arteries or veins are undergoing medical treatment, i.e. intra-vascular access or intra-vascular therapy or an arteriovenous (A-V) shunt, which could disrupt blood circulation and cause injuries.
- * Do not place the cuff on the arm on the same side of a mastectomy (especially when lymph nodes have been removed), it is recommended to take measurements on the unaffected side.
- * Do not wrap the cuff on the same arm to which another monitoring device is applied. One or both devices could temporarily stop functioning if you try to use them at the same time.
- * Please check (for example, by observation of the limb concerned) that the operation of the device does not result in prolonged impairment of patient blood circulation.
- * On the rare occasion of a fault causing the cuff to remain fully inflated during measurement, loosen and remove the cuff immediately. Prolonged high pressure applied to the arm (cuff pressure >300 mmHg or constant pressure >15 mmHg for more than 3 minutes) might lead to bruising and discolored skin.
- * Do not use this device with high-frequency (HF) surgical equipment at the same time.
- * This device is not used in conjunction with oxygen rich environments, not intended for use with flammable anaesthetics, not intended for use in conjunction with flammable agents.
- * Do not touch output of the batteries/adapter and the user simultaneously.
- * The power cord is considered the disconnect device for isolating this equipment from supply mains. Do not position the equipment so that it is difficult to reach or disconnect.
- * Do not use this device if you are allergic to polyester, nylon, or plastic.
- * Only use accessories approved by manufacturer. Using unapproved accessories might cause damage to the unit and injure users.
- * If you experience discomfort during a measurement, such as pain in the arm or other complaints, press the Power button immediately to release the air from the cuff.
- * Do not use the device while under maintenance, or being serviced.
- * Sensor degradation or looseness may reduce performance of device or cause other problems.

Notice


- * You can use this device to take your own measurement, no third-party operator is required.
- * Adapter is specified as a part of ME EQUIPMENT.
- * At the request of authorized service personnel, circuit diagrams, component part lists, descriptions, and calibration procedures will be made available by the manufacturer or distributor.
- * The expected lifetime of the cuff may vary by the frequency of washing, skin condition, and storage state.
- * Please report to the manufacturer and the competent authority of the Member State / the FDA in which you are established about any serious incident that has occurred in relation to this device.

♥ LCD Display Signal



SYMBOL	DESCRIPTION	EXPLANATION
SYS	Systolic blood pressure	High pressure result
DIA	Diastolic blood pressure	Low pressure result
PULSE /min	Pulse display	Pulse in beats per minute
mmHg	mmHg	Measurement unit of blood pressure
OK	Cuff wearing	The cuff is secured.
Heart icon	Pulse rate	Pulse rate detection during measurement
Hand shaking icon	Hand shaking	Hand shaking makes results inaccurate
Battery icon	Battery Indicator	Indicate the current battery
Irregular pulse icon	Irregular pulse rate	Irregular pulse rate
Data transmitting icon	Data transmitting	Data is transmitting
Bluetooth icon	Bluetooth icon	Indicate the bluetooth is working.

♥ Name of Each Part




♥ Contents/Product Includes

- Blood Pressure Monitor (EBP-96B)
- Cuff (Type BF applied part)
Upper arm cuff:22-42cm.
- User manual
- Type-C cable

♥ Power Supply and Charge Power

1. The battery of EBP-96B is built-in rechargeable li-polymer battery, the battery current is 1000 mAh.
2. Please use the Type-C cable and AC adapter(Not included) to charge the battery, just like the following picture:



Charging the power under following circumstances:

- + bAt Lo displays on the LCD
- The LCD display is dim.
- When powering on the monitor, the LCD doesn't light up.

⚠ CAUTION

• The battery of EBP-96B is built-in rechargeable lithium-ion battery, please do not disassemble it without authorization from maintenance personnel.

* If the battery cannot charge properly or the blood pressure monitor cannot use normally, please contact authorized maintenance personnel. If the battery is fully charged, it can be used for about 100 times.

* Store and use the blood pressure monitor in a cool, dry and ventilated environment. Keep it away from fire and heat sources.

* Only can use the authorized AC Adaptor (Model: BLJ06L050100U-U) to charge the power. You cannot use the blood pressure monitor during the process of charging.

* During the process of charging, the LED indicator on the START/STOP button will be lit. When the charging is finished, please unplug it promptly.

* When charging, shall not touch charging connector and the patient simultaneously.

⚠ CAUTION

- Do not attempt to replace your blood pressure monitor's battery. It is built-in and not changeable.
- Only charge the battery in accordance with the user instructions supplied with the blood pressure monitor.
- Avoid charging your blood pressure monitor in extremely high or low temperatures.
- Do not use your blood pressure monitor while charging it.
- Do not attempt to disassemble the blood pressure monitor or force open the built-in battery.
- Do not clean the blood pressure monitor when it is being charged. Always unplug the charger first before cleaning the blood pressure monitor.
- Do not dispose of your blood pressure monitor in a fire. The battery could explode causing injury or death.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

♥ Activate Your Blood Pressure Monitor

When you receive the Blood Pressure Monitor, the first step is to activate it. Please press and hold the "START/STOP" button for about 5 seconds to activate the device.

♥ Pair a smart device with the monitor

You are the intended user of this blood pressure monitor. You can measure your blood pressure and save the data, which can then be sent to a smart device (such as a smartphone or tablet) via Bluetooth wireless connectivity and an application.

1. Turn on Bluetooth and the App on your smart device.

Ensure both are ON during the pairing process.

2. When the monitor is off, press and hold the “START/STOP” button to start pair-up, the bluetooth symbol will flash.



3. If successful, the bluetooth symbol will stop flashing and the monitor will display “donE”, and then it will automatically shut off after several seconds.

If unsuccessful within 60 seconds, it is judged timeout and the monitor will display “donE”, and then it will automatically shut off after several seconds.

Note

- 1. The date and time will automatically synchronize once the device is successfully paired with your smart device.
- 2. You can also pair during the measurement.

Specifications for Bluetooth Transmission		
Bluetooth	Throughput	2.5K-5K
	Latency	50ms
	PER	≤ 5%
	Operating Frequency	2400-2480MHz
	Transmission Power	0dBm
	Transmission Distance	10m
Note: 1. The necessary Quality of Service (QoS) is fully considered here for wirelessly enabled functions. 2. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol . And EBP-96B may interfere with nearby electrical equipment. 3. Keep the monitor at least 20 centimeters away from the human body (especially the head) when data transmission is proceeding after measurement. 4. To enable the data transmission function, this device shall be paired with an appropriate BT mobile terminal.		

Warning

About a wireless communication interference

The monitor operates in the unlicensed ISM band at 2.4 GHz. If it is used around other wireless devices, including microwaves and wireless LAN, that operate at the same frequency band as the monitor, there is a possibility that interference may occur between the monitor and such devices. If such interference occurs, please turn off other devices or relocate the monitor before use, or avoid using it around other wireless devices.

List of compatible devices:

For iOS devices:

The operating system must be iOS 13.0 or more.


For Android devices:

The operating system must be Android 5.1 or more.

♥ Tie the Cuff

Only use a cuff that has been approved by the manufacturer for this device model.
Before use, please confirm that it fits your arm circumference.

1. Remove all accessories (such as a watch, bracelet, etc.) from your arm. If your physician has diagnosed you with poor circulation in one arm, use the other arm.
2. Roll or push up your sleeve to expose the skin.
3. Apply the cuff to your arm with your palm facing up.
4. Position the edge of the cuff about 2cm~3cm from elbow.
5. Fasten the cuff around your arm, leaving no extra space between the cuff and your skin. If the cuff is too loose, the measurement will not be accurate.
6. Sit comfortably with your tested arm resting on a flat surface. Place your elbow on a table so that the cuff is at the same level as your heart. Turn your palm upwards. Sit upright in a chair, and take 5-6 deep breaths.
7. Helpful tips for patients, especially those with hypertension:
 - Rest for 5 minutes before the first measurement.
 - Wait at least 3 minutes between measurements. This allows your blood circulation to recover.
 - Take the measurement in a silent room.
 - The patient must relax as much as possible and avoid movement or talking during the measurement procedure.
 - The cuff should maintain at the same level as the right atrium of the heart.
 - Please sit comfortably. Do not cross your legs and keep your feet flat on the ground.
 - Keep your back against the backrest of the chair.
 - For a meaningful comparison, try to measure under similar conditions. For example, take daily measurements at approximately the same time, on the same arm, or as directed by a physician.



♥ Start the Measurement

You can use your monitor without pairing it to a smart device. To pair your monitor with a smart device refer to the foregoing chapters.

1. You can press the “START/STOP” button and the monitor will automatically begin the measurement after about 2 seconds.

Remain still and do not talk until the full measurement is complete.



Cuff wrap detection.
symbol “ ” flash.



Cuff wrap ok.
Inflating and measuring.



Display and save the
measurement result

2. Press the button to turn off the monitor, or it will shut off within about 1 minute.

3. If your monitor is already paired with your smart device and both Bluetooth and app are ON, when the measurement completed, the measurement result will start transmitting.

If data transmission successful, the symbol “” will disappear first, after several seconds, “” will also disappear, and then the monitor will turn off automatically.



If unsuccessful within 60 seconds, it is judged timeout and the monitor will shut off.

Note

- Any time if you want to stop the measurement, you can press the “START/STOP” button manually.
- If there is any untransmitted data, the symbol  will display at the beginning of the measurement.
- The monitor can store a maximum of 398 records. You can view your records on the App if your monitor is already paired with your smart device.

4. About the irregular pulse rate and excessive body motion during the measurement.

- During a measurement, If an irregular pulse rate is detected, the symbol  will display in the measurement result. See page 17 for more information.
- During a measurement, when the excessive body motion, the symbol  will flash about 5 seconds and detect again. If it is no longer detected, the symbol will disappear; If still detected, the symbol  will final display in the measurement result.

Note

The measured blood pressure reading may not be accurate if this symbol is displayed.



♥ Tips for Measurement

Measurements may be inaccurate if taken in the following circumstances.



Within 1 hour
after dinner or drinking



Immediate measurement
after tea, coffee, smoking



Within 20 minutes
after taking a bath



When talking or moving your fingers



In a very cold environment



When you want to discharge urine



♥ Maintenance

In order to get the best performance, please follow the instructions below.

1. Cleaning Process:

- Step 1: Make sure to switch off the device prior to cleaning.
- Step 2: Use a soft cloth wetted with soapy water to clean the cuff first, and then use a soft cloth wetted with clear water to remove residual soap until there is no visible residual contaminants. Attention shall be paid to avoid liquid invasion into the cuff.
- Step 3: Use a dry soft cloth to wipe the cuff, in order to remove residual moisture.
- Step 4: Dry the cuff at a well-ventilated place after cleaning.

2. Disinfection Process:

- Step 1: Make sure to switch off the device prior to disinfection.
- Step 2: Use a soft cloth wetted with 70% isopropanol to disinfect the cuff for about 10 minutes. Attention shall be paid to avoid liquid invasion into the cuff.
- Step 3: Use a clean dry cloth or towel to wipe off the disinfectant until there is no visible residue.
- Step 4: Dry the cuff at a well-ventilated place after disinfection.

• Suggestion:


Frequency of Cleaning and Disinfection:

For single patient multiple use, it's recommended to clean the device surface once a month or whenever it's necessary.

For multiple patient multiple use, it's recommended to clean the device every time before and after usage. Maintenance procedures shall be taken as per instruction.

♥ What are systolic pressure and diastolic pressure?

When ventricles contract and pump blood out of the heart, the blood pressure reaches its maximum value in the cycle, which is called systolic pressure. When the ventricles relax, the blood pressure reaches its minimum value in the cycle, which is called diastolic pressure.



♥ What is the standard blood pressure classification?

The blood pressure classification published by European Society of Hypertension (ESH) is as follows:

This chart reflects blood pressure categories defined by European Society of Hypertension				
Blood Pressure Category	SYS mmHg		DIA mmHg	LED Indicator of START/STOP Button
Normal	<135	and	<85	Green
High Blood Pressure	≥135	And / or	≥85	Orange

⚠ CAUTION

Only a physician can tell your normal BP range. Please contact a physician if your measuring result falls out of the range. Please note that only a physician can tell whether your blood pressure value has reached a dangerous point.

♥ Irregular Pulse Rate Detector

An irregular pulse rate is detected when a pulse rate rhythm varies while the unit is measuring the systolic and diastolic blood pressure. During each measurement, the monitor records all the pulse intervals and calculate the average; if there are two or more pulse intervals, the difference between each interval and the average is more than the average value of $\pm 25\%$, or there are four or more pulse intervals, the difference between each interval and the average is more than the average value of $\pm 15\%$, the irregular pulse rate symbol appears on the display when the measurement results are appeared.

⚠ CAUTION

The appearance of the IHB icon indicates that a pulse irregularity consistent with an irregular pulse rate was detected during measurement. Usually this is NOT a cause for concern. However, if the symbol appears often, we recommend you seek medical advice. Please note that the device does not replace a cardiac examination, but serves to detect pulse irregularities at an early stage.

♥ Why does my blood pressure fluctuate throughout the day?

1. Individual blood pressure varies multiple times every day. It is also affected by the way you tie your cuff and your measurement position, so please take the measurement under the same conditions.
2. If the person is taking medication, the pressure may vary more.
3. Wait at least 3 minutes before taking another measurement.



♥ Why do I get a different blood pressure at home compared to the hospital?


Blood pressure can vary throughout the day due to factors such as weather, emotions, exercise, etc. Additionally, there is the "white coat effect," which means blood pressure usually increases in clinical settings.

What you need to pay attention to when you measure your blood pressure at home:

If the cuff is tied properly.
If the cuff is too tight or too loose.
If the cuff is tied on the upper arm.
If you feel anxious.
Taking 2-3 deep breaths before beginning will be better for measuring.
Advice: Relax for 4-5 minutes until you calm down.

♥ Is the result the same if measuring on the right arm?

It is okay to measure blood pressure on either arm, but there may be slight differences in the results for different people. We suggest measuring the same arm every time for consistency.



If any abnormality arises during use, please check the following points:

PROBLEM	SYMPTOM	CHECK THIS	REMEDY
No power	Display can not light up.	Batteries are depleted.	Charge the power.
		Adapter is inserted incorrectly.	Insert the AC adaptor correctly.
Low Battery	bAt Lo&  shows	The battery is too low.	Charge the power.
Error message	E 1 shows	The cuff is not wrapped or wrapped incorrectly.	Refasten the cuff, then measure again.
	E 2 or  shows	Excessive body motion (such as shaking of the arm with the cuff on) or weak Pulse is detected.	Relax for 5 minutes, and then keep still, measure again.
	E 3 shows	Pulse is not detected during measuring.	Loosen the clothing on the arm and measure again.
	E 4 shows	The measurement failed.	Relax for 5 minutes and measure again.
	EEx shows	A calibration error occurred (X can be some digital symbol, such as 1, 2, etc., if this similar situation appear, all belong to calibration error.)	Retake the measurement. If the problem persists, contact the retailer or our customer service department for further assistance. Refer to the warranty for contact information and return instructions.
Warning message	out shows	Out of measurement range	Relax for a moment and then measure again. If the problem persists, contact your physician.


NOTE: If the product still does not work, contact Customer Service. Under no circumstance should you disassemble or attempt to repair the unit by yourself.

Power supply	3.6V 1000mAH Built-in rechargeable li-polymer battery, 5V  1A AC Adaptor (Not included!)
Display mode	Digital LCD V.A.72mm × 22mm
Measurement mode	Oscillographic testing mode
Measurement range	Rated cuff pressure: 0mmHg~299mmHg (0kPa~ 39.9kPa) Measurement pressure: SYS: 60mmHg~230mmHg (8.0kPa~30.7kPa) DIA: 40mmHg~130mmHg (5.3kPa~17.3kPa) Pulse value: (40~199)beat/minute
Accuracy	Static Pressure: 5°C~40°C within ±3mmHg Pulse value: ±5% Clinical validation: Mean difference within ±5mmHg Standard deviations≤8mmHg
Normal working condition	A temperature range of: +5°C to +40°C A relative humidity range of 15% to 90%, non-condensing, but notrequiring a water vapour partial pressure greater than 50 hPa An atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa
Storage & transportation condition	Temperature:-20°C to +60°C A relative humidity range of ≤ 93%, non-condensing, at a water vapour pressure up to 50 hPa An atmospheric pressure range of 500 hPa to 1060 hPa
Measurement perimeter of the upper arm	About 22cm~42cm
Weight	Approx.206g (without the batteries and cuff)
External dimensions	Approx.123 mm×44 mm×22 mm
Attachment	user manual, type-c cable
Mode of operation	Continuous operation
Degree of protection	Type BF applied part
Device Classification	Battery Powered Mode: Internally Powered ME Equipment AC Adaptor Powered Mode: Class II ME Equipment
Software Version	A01
Expected Lifetime	Device (with the cuff): 5 years (may vary based on usage conditions) Battery: About 100 times after fully charged
Types of use/reuse	Multiple patient multiple use

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

♥ Authorized Component

Please use the authorized adapter. (Not included)



Adapter
Type: BLJ06L050100U-U
Input: 100-240V, 50-60Hz, 0.2A max
Output: 5V $\equiv$ 1000 mA

CONTACT INFORMATION

♥ Contact Information

For more information about our products, please call toll-free at 1-855-822-6999 M-F 9 a.m.-5 p.m.CST. We attend to all questions, concerns, and guidance about our resources.

♥ EMC Guidance

The ME EQUIPMENT or ME SYSTEM is suitable for home healthcare environments.

Essential performance:
Accuracy of measuring blood pressure and pulse rate

Measurement Range	Systolic pressure: 60-230 mmHg Diastolic pressure: 40-130 mmHg Pulse: 40-199 beats/minute
Rated Cuff Pressure	0-299 mmHg (0-39.9 kPa)
Accuracy	Pressure: ± 3 mmHg / 0.4 kPa Pulse: $\pm 5\%$

The Basis Safety of the Blood Pressure Monitor (EBP-96B) is as following:
Deviation from normal operation that poses an unacceptable risk to the patient or operator.

Warning: Don't be near the active HF surgical equipment and the RF shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high.

Warning: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

Warning: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

Warning: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the equipment including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Technical description :

- 1. All necessary instructions for maintaining BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE with regard to electromagnetic disturbances for the excepted lifetime.
- 2. Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic emissions and Immunity.

Table 1

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class [B]
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Comply

Table 2

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic Immunity		
Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV signal input/output 100 kHz repetition frequency	±2 kV for power supply lines Not applicable 100 kHz repetition frequency
Surge IEC61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV differential mode ±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV common mode	±0.5 kV, ±1 kV differential mode
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% U _T ; 0,5 cycle, At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°. 0% U _T ; 1 cycle and 70% U _T ; 25/30 cycles; Single phase: at 0°. 0% U _T ; 250 / 300 cycle	0% U _T ; 0,5 cycle, At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°. 0% U _T ; 1 cycle and 70% U _T ; 25/30 cycles; Single phase: at 0°. 0% U _T ; 250 / 300 cycle
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz / 60 Hz	30 A/m 50 Hz / 60 Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80% AM at 1 kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80% AM at 1 kHz
Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM at 1 kHz
NOTE U _T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.		

Table 3

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity								
Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	Test Frequency (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulation	Maximum Power (W)	Distance (m)	IEC 60601-1-2 Test Level (V/m)	Compliance level (V/m)
	385	380-390	TETRA 400	Pulse modulation 18 Hz	1.8	0.3	27	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM $\pm$ 5k Hz deviation 1 kHz sine	2	0.3	28	28
	710	704-787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation 217 Hz	0.2	0.3	9	9
	745							
	780							
	810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18 Hz	2	0.3	28	28
	870							
	930							
	1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28	28
	1845							
	1970							
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28	28
	5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation 217 Hz	0.2	0.3	9	9
	5500							
	5785							

Your blood pressure monitor is guaranteed for 1 year against manufacturers' defects for the original purchaser only, from date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by improper handling, accidents, unprofessional use, not following the operating instructions or alterations made to the instrument by third parties.

Warranty only applies to the main device and its cuff. All other accessories are not covered by warranty.

There are no user serviceable parts inside. Batteries or damage from old batteries is not covered by the warranty.

ISED ID (IC ID)

♥ ISED ID (IC ID)

HVIN: TMB-2296-B

IC: 12725A-TMB2296BT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5 mm between the radiator and your body.

FCC ID: OU9TMB2296BT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Regulatory Compliance

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Healthcare-Manager.com

Des questions ou des commentaires?

Veuillez appeler le numero gratuit:

1-855-822-6999 du lundi au vendredi, de 9h à 17h, CST

service@healthcare-manager.com

Fabriqué pour

Easy Healthcare Corporation

8251 Lemont Road, Darien, IL 60561, USA

Fabriqué en Chine



Compatible avec
l'application

MyHeartPal

easy@Home®



Moniteur de Pression Artérielle

Model: EBP-96B

Table des matières

INTRODUCTION.....	33
• Description générale	
• Indications pour l'utilisation	
• Principe de mesure	
• Réception et inspection de votre moniteur	
• Information de sécurité	
• Signal d'affichage LCD	
• Nom de chaque pièce	
• Contenu/Produit inclus	
AVANT DE COMMENCER.....	39
• Alimentation et puissance de charge	
• Activez votre tensiomètre	
• Associer un appareil intelligent au moniteur	
MESURE.....	43
• Attachez le brassard	
• Démarrer la mesure	
INFORMATION POUR L'UTILISATEUR.....	47
• Conseils pour la prise de mesures	
• Entretien	
À PROPOS DE LA PRESSION ARTÉRIELLE.....	49
• Que sont la pression systolique et la pression diastolique ?	
• Quelle est la classification standard de la pression artérielle ?	
• Détecteur de rythme cardiaque irrégulier	
• Pourquoi ma pression artérielle fluctue-t-elle tout au long de la journée?	
• Pourquoi ma pression artérielle est-elle différente à la maison par rapport à l'hôpital ?	
• Le résultat est-il le même si la mesure est effectuée sur le bras droit ?	
DÉPANNAGE.....	51
SPÉCIFICATIONS.....	52
COMPOSANT AUTORISÉ.....	53
INFORMATIONS DE CONTACT.....	53
GUIDES CEM.....	54
GARANTIE / SERVICE.....	58
ISED (IC ID).....	58
DÉCLARATION DE LA FCC.....	59

♥ Description générale

Merci d'avoir choisi Le moniteur de pression artérielle Easy@Home (EBP-96B). Le moniteur permet de mesurer la pression artérielle et la fréquence du pouls, et le stockage des résultats. La période de garantie est de deux ans.

Les lectures prises par le EBP-96B sont équivalentes à celles obtenues par un observateur qualifié utilisant la méthode d'auscultation par brassard et stéthoscope.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien, et fournit des instructions étape par étape pour utiliser le produit.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le produit.

Caractéristiques:

- Mémoire de stockage de 398 enregistrements
- LCD numérique
- Détection automatique de'enroulement du brassard
- Technologie de mesure pendant l'inflation

♥ Indications pour l'utilisation

Ce tensiomètre est un moniteur numérique destiné à être utilisé pour mesurer la tension artérielle et la pouls avec un tour de bras compris entre 22cm et 42cm (environ 8¾"-16½").

Il est destiné uniquement à une utilisation intérieure par des adultes.

♥ Principe de mesure

Ce produit utilise la méthode de mesure oscillométrique pour détecter la pression artérielle.

Avant chaque mesure, l'appareil établit une « pression zéro » équivalente à la pression atmosphérique. Puis, l'appareil commence à gonfler le brassard. Pendant le gonflage, l'appareil détecte les oscillations de pression générées par les pulsations battement par battement, qui sont utilisées pour déterminer la pression systolique et diastolique, ainsi que la fréquence du pouls.

♥ Réception et inspection de votre moniteur

Vérifiez que l'emballage de l'appareil n'a pas été altéré et assurez-vous que tous les contenus sont présents. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage et que tous les matériaux d'emballage ont été retirés. En cas de doute, veuillez vous abstenir d'utiliser l'appareil et nous contacter gentiment.

♥ Information de sécurité

Les symboles ci-dessous peuvent figurer dans le manuel d'utilisation, l'étiquetage ou un autre composant. Ils sont l'exigence de la norme et de l'utilisation.

	Date de fabrication		Pièce appliquée type BF
	Recyclable		Courant continu
	Code du lot		Numéro de série
	Pour une utilisation en intérieur uniquement		Équipement de classe II
	Manipuler avec précaution		Suivre les instructions d'utilisation
	Garder au sec		Protéger de la lumière du soleil
	À mettre en haut		Fragile
	Dispositif médical		Date et Pays de fabrication
	Consulter la notice d'utilisation ou consulter la notice d'utilisation électronique		
IP22	IP22 Cela signifie que l'appareil pourrait être protégé contre des objets étrangers solides de 12,5 mm φ et plus, et contre les gouttes d'eau qui tombent verticalement lors de l'enceinte titré jusqu'à 15°.		
	M.Dangereux Identifier un élément qui présente des risques inacceptables pour le patient, le personnel médical ou d'autres personnes dans l'environnement MR.		
	Le symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés, mais doit être apporté dans des centres de collecte spécifiques pour être récupéré et recyclé.		

Précaution

- * Cet appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur et n'est pas destiné à une utilisation personnelle dans les espaces publics.
- * Cet appareil est portable, mais il n'est pas destiné à être utilisé pendant le transport du patient.
- * Cet appareil n'est pas adapté à une surveillance continue lors d'urgences médicales ou d'opérations.
- * Cet appareil est destiné à la mesure et à la surveillance non invasives de la pression artérielle. Il n'est pas destiné à être utilisé sur des extrémités autres que le bras, ou à des fins autres que obtenir une mesure de la tension artérielle.
- * Cet appareil est destiné aux adultes. N'utilisez pas cet appareil sur des nouveau-nés ou des nourrissons.
- * Consultez votre médecin avant d'utiliser ce moniteur si vous souffrez de conditions suivantes : les arythmies courantes telles que les battements ventriculaires prématurés ou la fibrillation auriculaire ; maladie artérielle périphérique ; grossesse ; prééclampsie ; implantation avec des appareils électriques ; subir une thérapie intravasculaire ; shunt artério-veineux ou mastectomie.
- * Veuillez noter que l'une de ces conditions peut affecter les lectures de mesure, en plus des mouvements du patient, des tremblements ou des frissons.
- * N'utilisez pas cet appareil pour le diagnostic ou le traitement de problèmes de santé ou de maladies. Contactez votre médecin si vous avez ou suspectez un problème médical. Ne modifiez pas vos médicaments sans l'avis de votre médecin ou professionnel de santé.
- * Si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin pour déterminer le bon moment pour mesurer votre tension artérielle.
- * Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage prévu décrit dans ce manuel, le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage accessoire, consécutif ou spécial causé par une mauvaise utilisation ou abus.
- * Veuillez utiliser l'appareil dans l'environnement fourni dans le manuel d'utilisation. Sinon, les performances et la durée de vie de l'appareil seront impactées et réduites.
- * L'appareil peut nécessiter jusqu'à 30 minutes pour se réchauffer/refroidir à partir du minimum/maximum température de stockage avant qu'il ne soit prêt à l'emploi.
- * Le tensiomètre, son adaptateur et le brassard sont adaptés à une utilisation sur le patient environnement.
- * Ne lavez pas le brassard dans une machine à laver ou un lave-vaisselle !
- * L'appareil contient des composants électroniques sensibles. Pour éviter les erreurs de mesure, évitez de prendre mesures de la pression artérielle à proximité d'un signal d'interférence émis par un champ électromagnétique puissant ou signal électrique transitoire rapide/rafale.
- * Les équipements de communication sans fil, tels que les dispositifs de réseau domestique sans fil, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies, peuvent provoquer des interférences pouvant affecter la précision des mesures. Une distance minimale de 30 cm doit être maintenue avec ces appareils lors d'une mesure.
- * Le tensiomètre est destiné à être utilisé par le personnel médical et les personnes non professionnelles, et le patient est également un utilisateur ou opérateur prévu.
- * La température maximale que la partie appliquée peut atteindre est de 41,8°C lorsque la température ambiante est de 40°C et le temps de contact avec le brassard par le patient doit être inférieur à 10 minutes.

⚠ Attention

- * N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement. Ne faites effectuer les réparations que par un centres de services.
- * Il est recommandé de vérifier les performances après réparation, entretien et chaque deux ans d'utilisation, en retestant les exigences dans les limites de l'erreur de l'indication de la pression du brassard et fuite d'air (test au moins à 50 mmHg et 200 mmHg). Veuillez contacter le fabricant ou distributeur pour le personnel de service autorisé.
- * Rangez votre appareil, brassard et adaptateur dans un endroit propre et sec, protégez-le contre l'humidité extrême, la chaleur, les peluches, la poussière et la lumière directe du soleil. Ne posez jamais d'objets lourds dessus.
- * Jetez les accessoires, les pièces détachées et l'appareil conformément aux directives locales.

Avertissement

- * Ne placez pas le brassard sur un bras recevant une perfusion intraveineuse ou une transfusion sanguine.
- * Prendre des mesures de la pression artérielle trop fréquemment pourrait perturber la circulation sanguine et causer des blessures.
- * Ne placez pas le brassard sur des zones où la peau est fragile ou endommagée. Vérifiez fréquemment la zone d'application du brassard pour détecter toute irritation.
- * Ne placez pas le brassard sur le bras d'une personne recevant un traitement médical sur les artères ou les veines, tel qu'un accès intravasculaire, une thérapie intravasculaire ou un shunt artério-veineux (A-V), car cela pourrait perturber la circulation sanguine et causer des blessures.
- * Ne placez pas le brassard sur le bras du côté d'une mastectomie (en particulier si les ganglions lymphatiques ont été retirés). Il est recommandé de mesurer la pression sur le bras non affecté.
- * Ne placez pas le brassard sur le même bras qu'un autre dispositif de surveillance. L'un ou l'autre appareil pourrait cesser de fonctionner temporairement si vous essayez de les utiliser simultanément.
- * Vérifiez (par exemple, en observant le membre concerné) que l'utilisation de l'appareil ne provoque pas une altération prolongée de la circulation sanguine du patient.
- * En de rares occasions, une panne pourrait entraîner le maintien du brassard entièrement gonflé pendant la mesure. Si cela se produit, desserrez et retirez immédiatement le brassard. Une pression prolongée et excessive sur le bras (pression > 300 mmHg ou pression constante > 15 mmHg pendant plus de 3 minutes) pourrait entraîner des ecchymoses et une décoloration de la peau.
- * N'utilisez pas cet appareil en même temps que des équipements chirurgicaux à haute fréquence (HF).
- * Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements riches en oxygène, ni avec des anesthésiques inflammables ou des agents inflammables.
- * Ne touchez pas simultanément la sortie des piles/de l'adaptateur et l'utilisateur.
- * Le cordon d'alimentation est considéré comme le dispositif de déconnexion permettant d'isoler l'appareil du réseau électrique. Ne placez pas l'appareil dans un endroit difficile d'accès ou difficile à débrancher.
- * N'utilisez pas cet appareil si vous êtes allergique au polyester, au nylon ou au plastique.
- * Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non approuvés pourrait endommager l'appareil et blesser les utilisateurs.
- * Si vous ressentez une gêne lors de la mesure, telle qu'une douleur au bras ou d'autres symptômes, appuyez immédiatement sur le bouton d'alimentation pour libérer l'air du brassard.
- * N'utilisez pas l'appareil pendant la maintenance ou lors d'une intervention de service.
- * La dégradation ou le desserrage des capteurs peut réduire les performances de l'appareil ou provoquer d'autres problèmes.

Avis


- * Vous pouvez utiliser cet appareil pour prendre votre propre mesure, aucun opérateur tiers n'est requis.
- * L'adaptateur est spécifié comme faisant partie de l'APPAREIL EM.
- * À la demande du personnel de service autorisé, schémas de circuit, listes de composants, descriptions, et les procédures d'étalonnage seront mises à disposition par le fabricant ou le distributeur.
- * La durée de vie prévue du brassard peut varier en fonction de la fréquence de lavage, de l'état de la peau, et l'état de stockage.
- * Veuillez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre / la FDA dans lequel vous êtes établi tout incident grave survenu en relation avec cet appareil.

♥ Signal d'affichage LCD



SYMBOLE	DESCRIPTION	EXPLICATION
SYS	Tension artérielle systolique	Hypertension artérielle
DIA	Pression sanguine diastolique	Pression artérielle faible
PULSE /min	Affichage du pouls	Pouls en battements par minute
mmHg	mmHg	Unité de mesure de la tension artérielle
OK	Port du brassard	Le brassard est sécurisé.
♥	Rythme cardiaque	Détection de la fréquence du pouls pendant la mesure
✋	Poignée de main	Les tremblements de main rendent les résultats inexacts
🔋	Indicateur de batterie	Indiquer la batterie actuelle
♥	Fréquence du pouls irrégulière	Fréquence du pouls irrégulière
📶	Transmission de données	Les données sont transmises
📶	Icône Bluetooth	Indiquez que le Bluetooth fonctionne.

♥ Nom de chaque pièce




♥ Contenu/Produit inclus

- Tensiomètre de poignet (EBP-96B)
- Brassard (partie appliquée de type BF)
Brassard supérieur : 22-42 cm.
- Manuel de l'Utilisateur
- Câble Type-C

♥ Alimentation et puissance de charge

1. La batterie du EBP-96B est une batterie li-polymère rechargeable intégrée, le courant de la batterie est de 1000 mAh.
2. Veuillez utiliser le câble Type-C et l'adaptateur secteur (Non inclus) pour charger la batterie, comme sur l'image suivante :



Chargement de l'alimentation dans les circonstances suivantes:

- +bAt Lo s'affiche sur l'écran LCD
- L'écran LCD est sombre.
- Lorsque le moniteur est allumé, l'écran LCD ne s'allume pas.

⚠ AVERTISSEMENT

- * La batterie du EBP-96B est une batterie lithium-ion rechargeable intégrée, veuillez ne pas démonter l'appareil sans l'autorisation du personnel de maintenance.
- * Si la batterie ne se charge pas correctement ou si le tensiomètre ne fonctionne pas normalement, veuillez contacter le personnel de maintenance autorisé. Une fois la batterie complètement chargée, elle peut être utilisée environ 100 fois.
- * Conservez et utilisez le tensiomètre dans un environnement frais, sec et bien ventilé. Évitez de le placer près du feu ou de sources de chaleur, car cela pourrait provoquer l'explosion de la batterie.
- * Vous ne pouvez utiliser que l'adaptateur secteur autorisé (modèle : BLJ06L050100U-U) pour charger l'alimentation. Vous ne pouvez pas utiliser le tensiomètre pendant le processus de charge.
- * Pendant le processus de chargement, le témoin LED sur le bouton START/STOP sera allumé. Lorsque le chargement est terminé, veuillez le débrancher rapidement.
- * Lors du chargement, ne doit pas toucher simultanément le connecteur de chargement et le patient.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'essayez pas de remplacer la pile de votre tensiomètre. Il est intégré et non modifiable.
- Chargez la batterie uniquement conformément aux instructions d'utilisation fournies avec le tensiomètre.
- Évitez de charger votre tensiomètre à des niveaux extrêmement élevés ou faibles températures.
- N'utilisez pas votre tensiomètre pendant que vous le chargez.
- N'essayez pas de démonter le tensiomètre ou de forcer l'ouverture du batterie intégrée.
- Ne nettoyez pas le tensiomètre lorsqu'il est en charge. Toujours débranchez d'abord le chargeur avant de nettoyer le tensiomètre.
- Ne jetez pas votre tensiomètre au feu. La batterie pourrait exploser, provoquant des blessures, voire la mort.
- Les piles (bloc-batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

♥ Activez votre tensiomètre

Lorsque vous recevez le tensiomètre, la première étape consiste à l'activer. Veuillez appuyer longuement sur le bouton "START/STOP" pendant environ 5 secondes pour activer l'appareil.

♥ Associer un appareil intelligent au moniteur

Vous êtes l'utilisateur destiné de ce tensiomètre. Vous pouvez mesurer votre pression artérielle et enregistrer les données, qui peuvent ensuite être envoyées à un appareil intelligent (tel qu'un smartphone ou une tablette) via la connectivité sans fil Bluetooth et une application.

1. Activez le Bluetooth et l'application sur votre appareil intelligent.

Assurez-vous que les deux sont activés pendant le processus de jumelage.

2. Lorsque le moniteur est éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « START/STOP » pour démarrer le couplage, le symbole Bluetooth ✎ clignotera.



3. En cas de succès, le symbole Bluetooth ✎ ne clignotera plus et le moniteur affichera « donE », puis il s'éteindra automatiquement après plusieurs secondes.

En cas d'échec, dans les 60 secondes, le délai d'attente est jugé et le moniteur affichera « donE », puis il s'éteindra automatiquement après plusieurs secondes.

Note

- 1. La date et l'heure se synchroniseront automatiquement une fois l'appareil apparié avec succès à votre appareil intelligent.
- 2. Vous pouvez également effectuer l'appairage pendant la mesure.

Spécifications pour la transmission Bluetooth		
Bluetooth	Débit	2.5K-5K
	Latence	50ms
	PER	≤ 5%
	Fréquence de fonctionnement	2400-2480MHz
	Puissance de transmission	0dBm
	Distance de transmission	10m
Note:		
1. La qualité de service (QoS) nécessaire est pleinement prise en compte ici pour les applications sans fil les fonctions.		
2. Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués du symbole (📶) suivant et le EBP-96B peut interférer avec l'équipement électrique vicinal.		
3. Gardez le moniteur à au moins 20 centimètres du corps humain (en particulier du tête) lorsque la transmission des données se poursuit après la mesure.		
4. Pour activer la fonction de transmission des données, cet appareil doit être apparié à un terminal mobile BT approprié.		

Avertissement

À propos d'une interférence de communication sans fil

Le moniteur fonctionne dans la bande ISM non licenciée à 2,4 GHz. S'il est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil, y compris les micro-ondes et les réseaux LAN sans fil, qui fonctionnent dans la même bande de fréquence que le moniteur, il existe une possibilité d'interférence entre le moniteur et ces appareils. Si une telle interférence se produit, veuillez éteindre les autres appareils ou déplacer le moniteur avant son utilisation, ou éviter de l'utiliser à proximité d'autres appareils sans fil.

Liste des appareils compatibles :


Pour les appareils iOS :
Le système d'exploitation doit être iOS 13.0 ou supérieur.

Pour les appareils Android :
Le système d'exploitation doit être Android 5.1 ou supérieur.

♥ Attachez le brassard

N'utilisez qu'un brassard approuvé par le fabricant pour ce modèle d'appareil. Avant l'utilisation, veuillez vérifier qu'il correspond à la circonférence de votre bras.

1. Nlevez tous les accessoires (tels qu'une montre, un bracelet, etc.) de votre bras. Si votre médecin vous a diagnostiqué une mauvaise circulation sanguine dans un bras, utilisez l'autre bras.
2. Roulez ou remontez votre manche pour exposer la peau.
3. Appliquez le brassard sur votre bras avec la paume vers le haut.
4. Positionnez le bord du brassard à environ 2 à 3 cm du coude.
5. Attachez le brassard autour de votre bras, en ne laissant aucun espace supplémentaire entre le brassard et votre peau. Si le brassard est trop lâche, la mesure ne sera pas précise.
6. Asseyez-vous confortablement avec votre bras testé reposant sur une surface plane. Placez votre coude sur une table afin que le brassard soit au même niveau que votre cœur. Tournez votre paume vers le haut. Asseyez-vous droit sur une chaise et prenez 5 à 6 respirations profondes.
7. Conseils utiles pour les patients, en particulier ceux souffrant d'hypertension :
 - Reposez-vous pendant 5 minutes avant la première mesure.
 - Attendez au moins 3 minutes entre les mesures. Cela permet à votre circulation sanguine de récupérer.
 - Prenez la mesure dans une pièce silencieuse.
 - Le patient doit se détendre autant que possible et éviter de bouger ou de parler pendant la procédure de mesure.
 - Le brassard doit rester au même niveau que l'oreillette droite du cœur.
 - Veuillez vous asseoir confortablement. Ne croisez pas les jambes et gardez les pieds à plat sur le sol.
 - Gardez votre dos contre le dossier de la chaise.
 - Pour une comparaison significative, essayez de mesurer dans des conditions similaires. Par exemple, prenez des mesures quotidiennes à peu près à la même heure, sur le même bras ou selon les directives d'un médecin.



♥ Démarrer la mesure

Vous pouvez utiliser votre tensiomètre sans le connecter à un appareil intelligent. Pour l'appairer avec un appareil intelligent, référez-vous aux chapitres précédents.

1. Vous pouvez appuyer sur le bouton « START/STOP » et le tensiomètre commencera automatiquement la mesure après environ 2 secondes.

Restez immobile et ne parlez pas tant que la mesure complète n'est pas terminée.



Détection de l'enroulement du brassard. Le symbole «  » clignote.



Enveloppement du brassard ok. Gonfler et mesurer.



Afficher, sauvegarder et lire le résultat de la mesure.

2. Appuyez sur le bouton pour éteindre le moniteur, sinon il s'éteindra environ 1 minute.

3. Si votre moniteur est déjà couplé à votre appareil intelligent et que les deux Bluetooth et application sont activés, une fois la mesure terminée, le résultat de la mesure commencera à être transmis.

Si la transmission des données réussit, le symbole «  » disparaîtra d'abord, après quelques secondes, «  » disparaîtra également, puis le moniteur will turn off automatically.



En cas d'échec dans les 60 secondes, le délai d'attente est jugé et le moniteur s'éteindra.

Note

1. À tout moment, si vous souhaitez arrêter la mesure, vous pouvez appuyer manuellement sur le bouton « START/STOP ».
2. S'il y a des données non transmises, le symbole «  » s'affiche en début de la mesure.
3. Le moniteur peut stocker jusqu'à 398 enregistrements. Vous pouvez consulter vos enregistrements sur l'application si votre moniteur est déjà appairé avec votre appareil intelligent.

4. À propos du pouls irrégulier et des mouvements corporels excessifs pendant la mesure.

- Lors d'une mesure, si une fréquence de pouls irrégulière est détectée, le symbole «  » s'affichera dans le résultat de la mesure. Voir page 49 pour plus d'informations.
- Pendant une mesure, en cas de mouvement excessif du corps, le symbole «  » clignote pendant environ 5 secondes et est détecté à nouveau. S'il n'est plus détecté, le symbole «  » disparaîtra ; S'il est toujours détecté, le symbole s'affichera définitivement dans le résultat de la mesure.

Note

La lecture de la pression artérielle mesurée peut ne pas être précise si ce symbole est affiché.



♥ Conseils pour la prise de mesures


Les mesures peuvent être inexactes si elles sont prises dans les circonstances suivantes.



Dans l'heure qui suit le dîner ou la consommation d'alcool



Dans les 20 minutes après avoir pris un bain



Dans un environnement très froid



Mesure immédiate après avoir bu du thé, du café ou fumé



En parlant ou en bougeant les doigts



Lorsque vous voulez évacuer l'urine



♥ Entretien

Afin d'obtenir les meilleures performances, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Processus de nettoyage:

Étape 1 : Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Étape 2 : utilisez un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse pour nettoyer d'abord le brassard, puis utilisez un chiffon doux imbibé d'eau claire pour enlever les résidus savon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contaminants résiduels visibles. L'attention doit être payée pour éviter l'invasion de liquide dans le brassard.

Étape 3 : Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer le brassard, afin d'enlever les résidus humidité.

Étape 4 : Séchez le brassard dans un endroit bien aéré après le nettoyage.

2. Processus de désinfection :

Étape 1 : Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil avant la désinfection.

Étape 2 : Utilisez un chiffon doux imbibé d'isopropanol à 70 % pour désinfecter le brassard pendant environ 10 minutes. Une attention doit être accordée pour éviter l'invasion de liquide dans le brassard.

Étape 3 : Utilisez un chiffon ou une serviette propre et sec pour essuyer le désinfectant jusqu'à ce que il n'y a aucun résidu visible.

Étape 4 : Séchez le brassard dans un endroit bien ventilé après la désinfection.


• Suggestion:

Fréquence de nettoyage et de désinfection :

Pour une utilisation multiple sur un seul patient, il est recommandé de nettoyer l'appareil surface une fois par mois ou chaque fois que nécessaire. Pour une utilisation multiple sur plusieurs patients, il est recommandé de nettoyer l'appareil chaque fois avant et après utilisation. Les procédures de maintenance doivent être pris selon les instructions.

♥ Que sont la pression systolique et la pression diastolique ?

Lorsque les ventricules se contractent et pompent le sang hors du cœur, la pression sanguine atteint sa valeur maximale dans le cycle, appelée pression systolique. Lorsque les ventricules se relâchent, la pression sanguine atteint sa valeur minimale dans le cycle, c'est la pression diastolique.



♥ Quelle est la classification standard de la pression artérielle ?

La classification de la tension artérielle publiée par la Société Européenne de l'Hypertension (ESH) est la suivante :

Ce tableau reflète les catégories de pression artérielle défini par la Société Européenne de l'Hypertension (ESH).			
Catégorie de Tension Artérielle	SYS mmHg		DIA mmHg
Normale	<135	Et en plus	<85
Hypertension artérielle	≥135	Et/ou	≥85
			Indicateur LED de bouton START/STOP
			Vert
			Orange

⚠ AVERTISSEMENT

Seul un médecin peut indiquer votre plage de BP normale. Veuillez contacter un médecin si votre résultat de mesure tombe hors de plage. Veuillez noter que seul un médecin peut dire si votre tension artérielle a atteint un point dangereux.

♥ Détecteur de rythme cardiaque irrégulier

Un rythme cardiaque irrégulier est détecté lorsque le rythme du cœur varie pendant que l'appareil mesure la pression systolique et la pression diastolique. Pendant chaque mesure, le tensiomètre enregistre tous les intervalles de pouls et calcule la valeur moyenne de ceux-ci. S'il y a deux intervalles de pouls ou plus, la différence entre chaque intervalle et la moyenne est supérieure à la valeur moyenne de $\pm 25\%$, ou s'il y a quatre intervalles de pouls ou plus, la différence entre chaque intervalle et la moyenne est supérieure à la valeur moyenne de $\pm 15\%$, le symbole de rythme cardiaque irrégulier s'affiche à l'écran avec le résultat de la mesure pour indiquer cette anomalie.

⚠ AVERTISSEMENT

L'apparition de l'icône IHB indique qu'une irrégularité du pouls correspondant à un rythme cardiaque irrégulier a été détectée pendant la mesure. En général, il ne s'agit PAS d'une cause d'inquiétude. Toutefois, si le symbole apparaît souvent, nous vous recommandons de consulter un médecin. Veuillez noter que l'appareil ne remplace pas un examen cardiaque, mais sert à détecter les irrégularités du pouls à un stade précoce.

♥ Pourquoi ma pression artérielle fluctue-t-elle tout au long de la journée ?

1. La pression artérielle individuelle varie plusieurs fois par jour. Elle est également affectée par la façon dont vous attachez votre brassard et par la position dans laquelle vous prenez la mesure, aussi veuillez prendre la mesure dans les mêmes conditions.
2. Si la personne prend des médicaments, la pression peut varier davantage.
3. Attendez au moins 3 minutes avant de prendre une autre mesure.



♥ Pourquoi ma pression artérielle est-elle différente à la maison par rapport à l'hôpital ?


La pression artérielle peut varier tout au long de la journée en raison de facteurs tels que la météo, les émotions, l'exercice, etc. De plus, il existe l'effet "blouse blanche", ce qui signifie que la pression artérielle augmente généralement en milieu clinique.

Ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous mesurez votre tension artérielle à domicile :

- Si le brassard est attaché correctement.
- Si le brassard est trop serré ou trop lâche.
- Si le brassard est attaché sur la partie supérieure du bras.
- Si vous êtes anxieux.
- Il est préférable de prendre 2 ou 3 respirations profondes avant de commencer la mesure.
- Conseil : Détendez-vous pendant 4-5 minutes jusqu'à ce que vous vous calmez.

♥ Le résultat est-il le même si la mesure est effectuée sur le bras droit ?

Il est possible de mesurer la pression artérielle sur l'un ou l'autre bras, mais il peut y avoir de légères différences dans les résultats d'une personne à l'autre. Nous vous suggérons de mesurer la pression sur le même bras à chaque fois pour garantir la cohérence.



Si une anomalie survient lors de l'utilisation, veuillez vérifier les points suivants :

PROBLÈME	SYMPTÔME	VÉRIFIER CE	REMÈDE
Pas de courant	L'écran ne s'allume pas.	Les piles sont épuisées.	Remplacez-les par des piles neuves.
		Les piles sont mal insérées.	Insérez les piles Correctement
Piles faibles	bAt Lo&  L'écran affiche	Les piles sont faibles.	Chager les piles.
Message d'erreur	E 1 indique	Le brassard n'est pas sécurisé.	Réajustez le brassard et détendez-vous un moment, puis mesurez à nouveau.
	E 2 indique	Le moniteur a détecté un mouvement, une conversation ou un pouls trop faible pendant la mesure.	Le mouvement peut affecter la mesure. Détendez-vous un instant, puis recommencez la mesure.
	E 3 indique	Le processus de mesure ne détecte pas le signal du pouls.	Détachez les vêtements sur le bras et recommencez la mesure.
	E 4 indique	Le traitement de la mesure a échoué.	Détendez-vous un instant, puis recommencez la mesure.
	EExx, s'affiche à l'écran.	Une erreur d'étalonnage s'est produite.	Recommencez la mesure. Si le problème persiste, contactez le détaillant ou notre service clientèle pour obtenir une assistance supplémentaire. Reportez-vous à la garantie pour les informations de contact et les instructions de retour.
Message d'avertissement	"out" indique	Hors de la plage de mesure	Détendez-vous un instant. Resserrez le brassard et recommencez la mesure. Si le problème persiste, contactez votre médecin.


REMARQUE : Si le produit ne fonctionne toujours pas, contactez le service client. En aucun cas vous ne devez démonter ou tenter de réparer l'appareil vous-même.

Alimentation électrique	Li-polymère rechargeable intégré 3.6 V 1 000 mAh batterie, adaptateur secteur 5 V $\overline{\text{~}}$ 1 A (Non inclus)
Mode d'affichage	LCD numérique V.A.72 mm×22 mm
Mode de mesure	Mode de test oscillographique
Plage de mesure	Pression nominale du brassard : 0mmHg~299mmHg (0kPa ~ 39.9kPa) Pression de mesure : SYS : 60mmHg~230mmHg (8.0kPa~30.7kPa) DIA : 40mmHg~130mmHg (5.3kPa~17.3kPa) Valeur du pouls : (40-199)battements/minute
Précision	Pression statique: 5°C-40°C avec une variation de +3mmHg Valeur du pouls: ±5% Validation clinique: Différence moyenne inférieure ou égale à +5mmHg Ecart-type ≤8mmHg
Conditions normales de travail	Une plage de température de :+5°C à +40°CUne plage d'humidité relative de 15% à 90%, sans condensation, mais ne nécessitant pas une pression partielle de vapeur d'eau supérieure à 50 hPa Une plage de pression atmosphérique de: 700 hPa à 1060 hPa
Stockage et transport Condition	Température : -20°C à +60°C Une plage d'humidité relative de ≤ 93%, sans condensation, à une pression de vapeur d'eau inférieure ou égale à 50 hPa Une plage de pression atmosphérique de: 500 hPa à 1060 hPa
Périmètre de mesure de la partie supérieure du bras	Environ 22cm~42cm
Poids	Environ 206g (sans les piles et le brassard)
Dimensions extérieures	Approx. 123mm×44mm×22mm
Fixation	manuel d'utilisation, câble type-c
Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Degré de protection	Type de pièce appliquée BF
Classification de l'appareil	Mode alimenté par batterie : Équipement ME alimenté en interne Mode alimenté par adaptateur secteur : Équipement ME de Classe II
Version du logiciel	A01
Durée de vie prévue	Appareil (avec le brassard) : 5 ans (peut varier en fonction des conditions d'utilisation) Batterie : Environ 100 fois après une charge complète
Types d'utilisation /réutilisation	Utilisation multiple de patients

ATTENTION : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

♥ Composant autorisé

Veuillez utiliser l'adaptateur autorisé (Non inclus!).



Adaptateur

Taper: BLJ06L050100U-U

Saisir: 100-240V, 50-60Hz, 0.2A maximum

Sortir: 5V $\equiv$ 1000 mA

INFORMATIONS DE CONTACT

♥ Informations de contact

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez appeler gratuitement le 1-855-822-6999, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (CST). Nous répondons à toutes les questions, préoccupations et des conseils sur nos ressources.

♥ GUIDES CEM

L'APPAREIL EM ou le SYSTÈME EM convient aux environnements de soins à domicile.

Performances essentielles :

Précision de la mesure de la pression artérielle et du pouls

Plage de mesure	Pression systolique : 60-230 mmHg Pression diastolique : 40-130 mmHg Pouls : 40-199 battements/minute
Pression nominale du brassard	0-299 mm Hg (0-39,9 kPa)
Précision	Pression : ± 3 mmHg / 0,4 kPa Pouls : $\pm 5\%$

La sécurité de base du tensiomètre (EBP-96B) est la suivante:

Déviation par rapport au fonctionnement normal qui présente un risque inacceptable pour le patient ou l'opérateur.

Avertissement : Ne vous trouvez pas à proximité de l'équipement chirurgical HF actif et de la salle blindée RF d'un système ME pour l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des perturbations EM est élevée.

Avertissement : L'utilisation de cet équipement à côté ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

Avertissement : L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.

Avertissement : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'équipement, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une dégradation des performances de cet équipement pourrait en résulter.

Description technique:
1. toutes les instructions nécessaires pour maintenir la SÉCURITÉ DE BASE et
ESSENTIELLE PERFORMANCE vis-à-vis des perturbations électromagnétiques pour la
durée de vie prévue.

2. Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques et immunité

Tableau 1

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques	
Test d'émissions	Conformité
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1
Émissions RF CISPR 11	Classe B
Émissions d'harmoniques IEC 61000-3-2	Classe A
Fluctuations de tension/émissions de scintillement IEC 61000-3-3	se conformer

Tableau 2

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique		
Test d'immunité	CEI 60601-1-2 Niveau d'essai	Niveau de conformité
Électrostatique décharge (ESD) CEI 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	contact ±8kV ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Rapide électrique transitoire/rafale CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV signal entrée/sortie Fréquence de répétition 100 kHz	±2 kV pour les lignes d'alimentation N'est pas applicable Fréquence de répétition 100 kHz
Monter CEI61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV en mode différentiel ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV en mode commun	±0,5 kV, ±1 kV en mode différentiel N'est pas applicable
Creux de tension, courts interruptions et variations de tension sur l'alimentation lignes d'entrée CEI 61000-4-11	0 % Ur ; 0,5 cycle. A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°. 0 % Ur ; 1 cycle et 70 % Ur ; 25/30 cycles ; Monophasé : à 0°. 0 % Ur ; Cycle 250/300	0 % Ur ; 0,5 cycle. A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°. 0 % Ur ; 1 cycle et 70 % Ur ; 25/30 cycles ; Monophasé : à 0°. 0 % Ur ; Cycle 250/300
Fréquence de puissance champ magnétique CEI 61000-4-8	30 A/m 50 Hz / 60 Hz	30 A/m 50 Hz / 60 Hz
RF conduite CEI61000-4-6	3V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V dans les bandes ISM et radio amateur entre 0,15 MHz et 80 MHz 80 % AM à 1 kHz	3V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V dans les bandes ISM et radio amateur entre 0,15 MHz et 80 MHz 80 % AM à 1 kHz
RF rayonnée CEI61000-4-3	10V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	10V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz
REMARQUE Ur est la tension du réseau alternatif avant l'application du niveau d'essai.		

Tableau 3

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique								
RF rayonnée IEC61000-4-3 Spécifications d'essai pour l'IMMUNITÉ DU PORT DE L'ENCEINTE à l'égard des équipements de communication sans fil (RF)	Test Fréquence (MHz)	Groupe (MHz)	Service	Modulation	Modulation Pouvoir (W)	Distance (m)	Niveau de test IEC 60601 -1-2 (V/m)	Conformité niveau (V/m)
	385	380-390	TÉTRA 400	Impulsion modulation 18Hz	1.8	0.3	27	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5kHz déviation sinus 1kHz	2	0.3	28	28
	710	704-787	Bande LTE 13,17	Modulation d'impulsion 217Hz	0.2	0.3	9	9
	745							
	780							
	810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, Bande LTE 5	Modulation d'impulsion 18Hz	2	0.3	28	28
	870							
	930							
	1720	1700-1990	GSM 1800 ; AMRC 1900 ; GSM 1900 ; DECT ; Bande LTE 1, 3, 4,25 ; UMTS	Modulation d'impulsion 217Hz	2	0.3	28	28
	1845							
	1970							
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Bande LTE 7	Modulation d'impulsion 217 Hz	2	0.3	28	28
	5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Modulation d'impulsion 217 Hz	0.2	0.3	9	9
	5500							
	5785							

Votre tensiomètre est garanti pendant 1 an contre les défauts de fabrication, uniquement pour l'acheteur d'origine, à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manipulation, des accidents, une utilisation non professionnelle, le non-respect des instructions d'utilisation ou des modifications apportées à l'appareil par des tiers.

La garantie s'applique uniquement à l'appareil principal et à son brassard. Tous les autres accessoires ne sont pas couverts par la garantie.

Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Les piles ou les dommages causés par des piles anciennes ne sont pas couverts par la garantie.

ISED ID (IC ID)

♥ ISED ID (IC ID)

HVIN: TMB-2296-B
IC: 12725A-TMB2296BT

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information. Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition aux rayonnements ISED

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 5 mm entre le radiateur et votre corps.

ID FCC: OU9TMB2296BT

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Conformité réglementaire FCC

Modifications ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de La conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision. Ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et en marche, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des éléments suivants mesures:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui à lequel le récepteur est connecté.
- consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Conformité à l'exposition RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur